

Schiume evolute

Schiume evolute 110.111


Linea Visco-Memory

Schiume evolute 110.111

BODYPURE


La schiuma Bodypure è un materiale viscoelastico e termovariabile, cioè sensibile alla temperatura corporea, che utilizza la sua azione per adattarsi alla personale conformazione morfologica, indipendentemente dalla posizione assunta durante il sonno. Essa recupera poi la sua forma originale in modo lento e controllato. Test di compressione hanno certificato la capacità della schiuma Bodypure di alleviare i punti di pressione esercitati dal materasso sul corpo, migliorandone la circolazione sanguigna e la necessità di cambiare spesso posizione durante il sonno. La sensazione di benessere e leggerezza aiuta a rilassare la tensione e lo stress muscolare, a sostenere correttamente la colonna vertebrale e garantire un riposo naturale.

Attraverso l'azione termica del corpo le proprietà automodellanti della schiuma viscoelastica Bodypure e il supporto di base sagomato in Evocell si ottiene una struttura particolarmente adatta per i materassi, con un elevato grado di elasticità, garanzia di un sostegno adeguato e un eccezionale confort ergonomico in grado di assorbire e distribuire gradualmente su un' ampia superficie il peso corporeo, minimizzando i punti di pressione.




Proprietà saliente della schiuma Bodypure è la sua capacità di modellarsi alle diverse forme del corpo grazie al calore da esso stesso emanato; il piano di appoggio diventa in questo modo perfettamente speculare alla sagoma che deve sostenere, evitando punti di pressione anomali. Alzati dal letto, la schiuma Bodypure riprende in modo lento e graduale la sua forma originale.

Questo prodotto si distingue per la raffinata cura dei rivestimenti, confezionati a guscio: il bordo perimetrale è finemente ricamato con fascia e maniglia in tessuto 3-space traspirante per un adeguato ricircolo dell' aria. La cerniera si 4 lati permette una facile rimozione dei due semigusci imbottiti per consentire una più pratica gestione dei lavaggi.




Test di compressione



Test di compressione del corpo su materassi in schiuma Bodypure.

il blu e l'azzurro indicano le zone dove la pressione è minore, il verde, il giallo e il rosso le zone dove la pressione è maggiore, con conseguenti stasi della circolazione sanguigna. La prova indica come la schiuma Technopure distribuisca in modo uniforme le pressioni esercitate sul corpo disteso.



Test di compressione del corpo su materassi Tradizionali

